



## **Gebrauchsanleitung**

ab Seite 3

## **Instruction manual**

starting on page 8

## **Mode d'emploi**

à partir de la page 12

## **Handleiding**

vanaf pagina 16

DE

GB

FR

NL

08916\_V0



## Inhalt

Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Verletzungsgefahren	4
Hinweise für Ihre Gesundheit	4
Hinweise zum Gebrauch	5
Lieferumfang	5
Benutzung	5
Entsorgung	6

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Zahnweiß-Streifen entschieden haben.  
Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produkts die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Produkts ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!  
Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**

## Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ☐ Das Produkt ist zur Verwendung auf gesunden Zähnen geeignet.
- ☐ Das Produkt ist **nicht** für Kinder und Tiere geeignet. Außer Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- ☐ Das Produkt ist **nicht** für Schwangere und Stillende geeignet.
- ☐ Nicht für Allergiker geeignet.
- ☐ Das Produkt darf nicht auf künstlichen Zähnen verwendet werden.
- ☐ Nutzen Sie das Produkt nur wie auf der Verpackung in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- ☐ Das Produkt ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- ☐ Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

## Sicherheitshinweise



### Verletzungsgefahren

- ☐ Halten Sie Kinder und Tiere von Produkt und Verpackung fern!
- ☐ Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.



### Hinweise für Ihre Gesundheit

- ☐ Konsultieren Sie bei Fragen und Zweifel zum Produkt und/oder wenn Sie empfindliche Zähne haben vor der Anwendung einen Zahnarzt.
- ☐ Verwenden Sie das Produkt nicht, bei Zahnfleischentzündungen, -verletzungen oder nach Operationen im Zahn- und Kieferbereich.
- ☐ Sollten Zahnfleischreizungen oder -entzündungen auftreten, konsultieren Sie umgehend einen Zahnarzt.
- ☐ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie zu allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf die enthaltenen Inhaltsstoffe neigen.
- ☐ Zahnaufheller können erhöhte Zahnempfindsamkeit (z. B. bei heißen oder kalten Getränken) verursachen. Konsultieren Sie einen Zahnarzt, sollten Sie eine erhöhte, anhaltende Empfindsamkeit feststellen.
- ☐ Verwenden Sie keine zusätzlichen kosmetischen Zahnpflegeprodukte (z. B. Weißmacherzahnpasten oder Flouridzahnpasten etc.) in Verbindung mit den Zahnweiß-Streifen.



## Hinweise zum Gebrauch

- ☐ Lassen Sie das Produkt nicht länger als 30 Minuten einwirken.
- ☐ Nicht öfter als einmal täglich anwenden! Zwischen zwei Anwendungen müssen mindestens sechs Stunden liegen.
- ☐ Jeder Zahnweiß-Streifen darf nur einmal benutzt werden.
- ☐ Verwenden Sie Zahnweiß-Streifen nicht direkt nach dem Zähneputzen. Zwischen dem Zähneputzen und der Anwendung der Zahnweißstreifen muss mindestens eine Stunde liegen.
- ☐ Setzen Sie die Zahnweiß-Streifen nie direkter Sonnenstrahlung oder anderen Hitzequellen aus.
- ☐ Lagern Sie die Zahnweiß-Streifen bei Umgebungstemperaturen unter 25 °C.

## Lieferumfang

- 14 x 2 Zahnweiß-Streifen

INCI: GLYCERIN; AQUA; CELLULOSE GUM; SODIUM CHLORITE; EDTA; D,L-MENTHOL; CITRIC ACID

## Benutzung



- Für ein besseres Ergebnis, wird empfohlen den Genuss von Zigaretten, Kaffee, Tee, Cola, Rotwein, Kirschen, Blaubeeren sowie anderen hochpigmentierenden Lebensmitteln einzuschränken oder zu vermeiden.
  - Empfohlen wird eine regelmäßige Anwendung alle drei Monate, um den Effekt dauerhaft zu erhalten.
1. Ziehen Sie den gebogenen Zahnweißstreifen von der Plastikfolie ab.
  2. Legen Sie den Zahnweiß-Streifen mit der Gelseite auf die oberen Zähne und drücken ihn vorsichtig mit den Fingern an den Zähnen fest. Achten Sie darauf, dass der Zahnweiß-Streifen an der Kante des Zahnfleisches beginnt und den gesamten Zahn bedeckt.
  3. Wiederholen Sie die ersten beiden Schritte mit dem geraden Zahnweiß-Streifen für die unteren Zähne.
  4. Lassen Sie die Zahnweiß-Streifen maximal 30 Minuten einwirken.
  5. Ziehen Sie beide Zahnweiß-Streifen vorsichtig von den Zähnen ab. Sollten sie zu fest kleben, feuchten Sie die Zahnweiß-Streifen mit etwas Wasser an.

6. Putzen Sie Ihre Zähne und spülen Sie Ihren Mundraum gründlich mit klarem Wasser aus, um Gelreste zu entfernen.

Hinweis: Sollten nach der Verwendung des Zahnweiß-Streifens weiße Flecken auf Ihren Zähnen auftreten, so handelt es sich um einen vorübergehenden Effekt aufgrund von Unebenheiten des Zahns. Die weißen Flecke verschwinden nach einiger Zeit wieder.

## Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie auch das Set umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

---

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland  
Tel.: +49 (0) 38851 314650 \*)

\*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.  
Alle Rechte vorbehalten.



## Contents

Meaning of the Symbols in These Instructions	9
Intended Use	9
Safety Instructions	9
Dangers of Injury	9
Notes For Your Health	9
Instructions for Use	10
Items Supplied	10
Use	10
Disposal	11

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen our teeth whitening strips.

Before using the product for the first time, please read the instructions through carefully and keep them in a safe place. If the product is given to someone else, it should always be accompanied by these instructions. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these instructions is not complied with!

We reserve the right to modify the product, packaging or enclosed documentation at any time in conjunction with our policy of continuous development.

If you have any questions, contact the customer service department via our website:

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**



## Meaning of the Symbols in These Instructions



All safety instructions are identified with this symbol. Please read them carefully and comply with the safety instructions in order to prevent personal injury and damage to property.



Tips and recommendations are identified with this symbol.

## Intended Use

- ☐ This product is suitable for use on healthy teeth.
- ☐ The product is **not** suitable for children and animals. Keep out of the reach of children and animals.
- ☐ The product is **not** suitable for women who are pregnant or breastfeeding.
- ☐ Not suitable for allergy sufferers.
- ☐ The product must not be used on false teeth.
- ☐ The product should only be used as described in the instructions on the packaging. Any other use is deemed to be improper.
- ☐ The product is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- ☐ The warranty does not cover any defects caused by incorrect use.

## Safety Instructions



### Dangers of Injury

- ☐ Keep children and animals away from the product and packaging!
- ☐ If it comes into contact with your eyes, rinse immediately with clear water and consult a doctor.



### Notes For Your Health

- ☐ Consult a dentist before using the product if you have any questions or doubts about the product and/or if you have sensitive teeth.
- ☐ Do not use the product if you have inflammation of the gums, gum lacerations or after undergoing a dental or jaw operation.
- ☐ If gum irritations or inflammations occur, consult a dentist immediately.

- ☐ Do not use the product if you are prone to allergic or sensitive reactions to the ingredients contained in the product.
- ☐ Teeth whiteners can cause increased sensitivity of the teeth (e.g. when consuming hot or cold drinks). Consult a dentist if you notice increased, persistent sensitivity.
- ☐ Do not use any additional cosmetic oral care products (e.g. whitening toothpastes or fluoride toothpastes etc.) in conjunction with the teeth whitening strips.



### Instructions for Use

- ☐ Do not allow the product to take effect for longer than 30 minutes.
- ☐ Do not apply more than once a day! There must be a gap of at least six hours between two applications.
- ☐ Each teeth whitening strip may only be used once.
- ☐ Do not use teeth whitening strips directly after brushing your teeth. There must be a gap of at least an hour between when you brush your teeth and when you apply the teeth whitening strips.
- ☐ Never expose the teeth whitening strips to direct sunlight or other heat sources.
- ☐ Store the teeth whitening strips in ambient temperatures of below 25°C.

## Items Supplied

- 14 x 2 teeth whitening strips

INCI: GLYCERIN; AQUA; CELLULOSE GUM; SODIUM CHLORITE; EDTA; D,L-MENTHOL; CITRIC ACID

## Use



- To achieve a better result, you are advised to restrict or avoid smoking and consuming coffee, tea, cola, red wine, cherries, blueberries and other highly pigmented foodstuffs.
  - Regular application every three months is recommended in order to maintain the effect permanently.
1. Peel off the curved teeth whitening strip from the plastic film.
  2. Place the teeth whitening strip with the gel side on the top teeth and carefully press it firmly on the teeth using your fingers. Make sure that the teeth whitening strip begins at the edge of the gum and covers the entire tooth.
  3. Repeat the first two steps with the straight teeth whitening strip for the bottom teeth.

4. Allow the teeth whitening strips to take effect for no more than 30 minutes.
5. Carefully peel the two teeth whitening strips off the teeth. If they are stuck on too firmly, moisten the teeth whitening strips with a little water.
6. Brush your teeth and rinse your mouth out thoroughly with clear water to remove any gel residues.

Note: If after using the teeth whitening strip white spots appear on your teeth, this is a temporary effect caused by uneven areas on the tooth. The white spots will disappear after a little while.

## Disposal



The packaging material is recyclable. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre. Dispose of the set in an environmentally friendly manner as well. You can obtain more information from your local authorities.

---

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany  
Tel.: +49 (0) 38851 314650 \*)

\*) Calls subject to a charge.  
All rights reserved.

## Contenu

Interprétation des symboles utilisés dans ce mode d'emploi	13
Utilisation conforme	13
Consignes de sécurité	13
Risques de blessure	13
Pour votre santé	13
Consignes d'utilisation	14
Composition	14
Utilisation	15
Mise au rebut	15

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de nos bandes de blanchiment dentaire.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation du produit et de le conserver précieusement. Si vous donnez ou prêtez ce produit à une autre personne, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'il contient !

Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, son emballage ainsi que la documentation jointe.

Pour toute question, contactez le service après-vente à partir de notre site Internet :

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**

## Interprétation des symboles utilisés dans ce mode d'emploi



Ce symbole attire l'attention sur toutes les consignes de sécurité. Lisez attentivement ces consignes de sécurité et observez-les minutieusement afin d'éviter tout risque de blessure ou de dégâts matériels.



Ce symbole signale les conseils et les recommandations.

## Utilisation conforme

- ☐ Le produit s'applique sur des dents saines.
- ☐ Le produit n'est **pas** conçu pour les enfants ni les animaux. À conserver hors de portée des enfants et des animaux.
- ☐ Le produit n'est **pas** conçu pour les femmes enceintes ou en période d'allaitement.
- ☐ Inapproprié aux personnes allergiques.
- ☐ Le produit ne doit pas être appliqué sur des fausses dents.
- ☐ Ce produit doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le mode d'emploi figurant sur l'emballage. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- ☐ Le produit est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- ☐ Tout défaut imputable à une utilisation non conforme est exclu de la garantie.

## Consignes de sécurité



### Risques de blessure

- ☐ Ne laissez pas le produit ni son emballage à la portée des enfants ou des animaux.
- ☐ En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.



### Pour votre santé

- ☐ Pour toute question ou doute quant au produit et/ou si vous avez des sensibilités dentaires, consultez un dentiste avant de vous servir du produit.
- ☐ N'utilisez pas le produit en cas de gingivites, de blessures aux gencives ou après des opérations dentaires ou dento-faciales.

- ☐ En présence d'irritation ou d'inflammation des gencives, consultez sans délai un dentiste.
- ☐ N'utilisez pas le produit si vous avez tendance à développer des allergies ou êtes sensible à ses composants.
- ☐ Les agents blanchissants peuvent accentuer la sensibilité dentaire (par ex. lors de la consommation de boissons chaudes ou froides). Consultez un dentiste si vous constatez une sensibilité accrue persistante.
- ☐ N'utilisez pas d'autres produits dentaires cosmétiques (par ex. de dentifrices blanchissants ou à base de fluorides, etc.) en même temps que les bandes de blanchiment dentaire.



### Consignes d'utilisation

- ☐ Ne laissez pas le produit agir au-delà de 30 minutes.
- ☐ N'utilisez pas le produit plus d'une fois par jour. Respectez un délai d'au moins six heures entre deux applications.
- ☐ Chaque bande de blanchiment dentaire est à usage unique.
- ☐ N'utilisez pas les bandes de blanchiment dentaire directement après le brossage des dents. Respectez un délai d'au moins une heure entre le brossage des dents et l'application d'une bande de blanchiment dentaire.
- ☐ N'exposez jamais les bandes de blanchiment dentaire au rayonnement direct du soleil ni à d'autres sources de chaleur.
- ☐ Stockez les bandes de blanchiment dentaire à des températures ambiantes inférieures à 25°C.

### Composition

- 14 x 2 bandes de blanchiment dentaire

INCI: GLYCERIN; AQUA; CELLULOSE GUM; SODIUM CHLORITE; EDTA; D,L-MENTHOL; CITRIC ACID

## Utilisation



- Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'éviter ou de restreindre sa consommation de cigarettes, café, thé, vin rouge, cerises, myrtilles et autres aliments fortement pigmentés.
- Afin d'obtenir un effet durable, il est recommandé de procéder à des applications régulières tous les trois mois.

1. Ôtez la feuille de protection de la bande de blanchiment dentaire incurvée.
2. Placez la bande de blanchiment dentaire côté gel sur les dents du haut et appuyez-la avec précaution du bout des doigts sur les dents. Veillez à appliquer la bande de blanchiment dentaire au ras de la gencive et qu'elle couvre bien l'intégralité de la dent.
3. Répétez les deux premières opérations avec la bande de blanchiment dentaire droite servant aux dents du bas.
4. Laissez les bandes de blanchiment dentaire agir 30 minutes tout au plus.
5. Retirez délicatement les deux bandes de blanchiment dentaire de vos dents. Si elles adhèrent trop, humidifiez-les avec un peu d'eau.
6. Brossez vos dents et rincez-vous abondamment la bouche à l'eau claire afin d'éliminer les résidus de gel.

Remarque : les taches blanches apparaissant éventuellement sur vos dents suite à l'utilisation des bandes de blanchiment dentaire sont un effet indésirable provisoire causé par les irrégularités à la surface des dents. Ces taches blanches disparaissent au bout de quelques temps.

## Mise au rebut



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet. Éliminez également le set conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, adressez-vous aux services municipaux compétents.

---

Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne  
Tél. : +49 (0) 38851 314650 \*)

\*)Appel payant.

Tous droits réservés.

## Inhoud

Betekenis van de symbolen in deze handleiding	17
Doelmatig gebruik	17
Veiligheidsaanwijzingen	17
Gevaar voor verwondingen	17
Aanwijzingen voor uw gezondheid	17
Tips voor het gebruik	18
Leveringsomvang	18
Gebruik	18
Afvoeren	19

Geachte klant,

Wij zijn blij dat u hebt besloten tot de aankoop van onze tandenbleekstrips.

Gelieve de handleiding vóór het eerste gebruik van het product zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren. Wanneer u het product aan iemand anders geeft, moet deze handleiding tevens worden overhandigd. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze handleiding niet in acht wordt genomen!

In het kader van onze voortdurende verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor, product, verpakking of bijliggende gebruikershandleiding op elk moment te wijzigen.

Neem bij vragen contact op met de klantenservice via onze website:

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**



## Betekenis van de symbolen in deze handleiding



Alle veiligheidsaanwijzingen zijn voorzien van dit symbool. Lees deze aandachtig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen.



Tips en adviezen zijn gekenmerkt met dit symbool.

## Doelmatig gebruik

- ☐ Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik op gezonde tanden.
- ☐ Het product is **niet** geschikt voor kinderen en dieren. Buiten reikwijdte van kinderen en dieren bewaren.
- ☐ Het product is **niet** geschikt voor zwangere en zogende vrouwen.
- ☐ Niet geschikt voor personen met allergieën.
- ☐ Het product mag niet op kunsttanden worden gebruikt.
- ☐ Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven op de verpakking in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.
- ☐ Het product bedoeld voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- ☐ Alle gebreken die door ondeskundig gebruik zijn ontstaan, zijn uitgesloten van garantie.

## Veiligheidsaanwijzingen



### Gevaar voor verwondingen

- ☐ Houd kinderen en dieren uit de buurt van het product en verpakkingsmateriaal!
- ☐ Bij oogcontact direct uitspoelen met schoon water en een arts raadplegen.



### Aanwijzingen voor uw gezondheid

- ☐ Raadpleeg bij vragen en twijfel over het product en/of wanneer u gevoelige tanden hebt vóór gebruik een tandarts.
- ☐ Gebruik het product niet bij ontstekingen of verwondingen van het tandvlees of na operaties aan tanden of kaak.
- ☐ Mochten er irritaties of ontstekingen van het tandvlees optreden, raadpleeg dan onmiddellijk een tandarts.

- ☐ Gebruik het product niet wanneer u neigt tot allergische of gevoelige reacties op de aanwezige inhoudsstoffen.
- ☐ Tandensblekers kunnen verhoogde tandgevoeligheid (bijv. bij hete of koude dranken) veroorzaken. Raadpleeg een tandarts mocht u een verhoogde aanhoudende gevoeligheid vaststellen.
- ☐ Gebruik geen extra cosmetische tandverzorgingsproducten (bijv. tandpasta's met witmakers of fluoridehoudende tandpasta's etc.) in combinatie met de tandenbleekstrips.



### Tips voor het gebruik

- ☐ Laat het product niet langer inwerken dan 30 minuten.
- ☐ Niet vaker dan eenmaal daags gebruiken! Tussen twee toepassingen dient minimaal zes uur te liggen.
- ☐ Elke tandenbleekstrip mag slechts eenmaal worden gebruikt.
- ☐ Gebruik de tandenbleekstrip niet direct na het tandenpoetsen. Tussen het tandenpoetsen en het gebruik van de tandenbleekstrip dient minimaal één uur te liggen.
- ☐ Stel de tandenbleekstrip nooit bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
- ☐ Bewaar de tandenbleekstrip bij omgevingstemperaturen onder 25 °C.

## Leveringsomvang

- 14 x 2 tandenbleekstrips

INCI: GLYCERIN; AQUA; CELLULOSE GUM; SODIUM CHLORITE; EDTA; D,L-MENTHOL; CITRIC ACID

## Gebruik



- Voor een beter resultaat wordt aangeraden om het gebruik van sigaretten, koffie, thee, cola, rode wijn, kersen, blauwe bessen en andere sterk gekleurde levensmiddelen te beperken of te voorkomen.
  - Aangeraden wordt het product regelmatig elke drie maanden te gebruiken voor een langer aanhoudende werking.
1. Trek de gebogen tandenbleekstrip van de plastic folie af.
  2. Leg de tandenbleekstrip met de gelzijde op de boventanden en druk hem voorzichtig met de vingers vast tegen de tanden. Let erop dat de tandenbleekstrip aan de rand van het tandvlees begint en de gehele tand bedekt.

3. Herhaal de eerste beide stappen met de rechter tandenbleekstrip voor de onder-tanden.
4. Laat de tandenbleekstrip maximaal 30 minuten inwerken.
5. Trek de beide tandenbleekstrips voorzichtig van de tanden af. Mochten ze te vast kleven, bevochtig dan de tandenbleekstrip met een beetje water.
6. Poets uw tanden en spoel de mondholte goed uit met schoon water om gelresten te verwijderen.

Aanwijzing: mochten er na gebruik van de tandenbleekstrip witte plekjes op uw tanden ontstaan, dan gaat dit om een tijdelijk effect op grond van oneffenheden van de tand. De witte plekjes verdwijnen naar verloop van tijd weer.

## Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt. Dank ook de set op milieuvriendelijke wijze af. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.

---

Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland  
Tel.: +49 (0) 38851 314650 \*)

\*) Niet gratis.

Alle rechten voorbehouden.

